

Activair® avec EasyTab™ : une véritable révolution.



FACILES À OUVRIR
ET À MANIER



LANGUETTE PLUS LONGUE
ET PLUS PRATIQUE



PERFORMANCES
LONGUE DURÉE

Les piles Activair utilisent la technologie zinc-air, ultra-performante pour tout type de prothèse auditive : forte et faible puissance, analogique et numérique. Et parce que Duracell est la première marque mondiale de piles, vous savez que vous pouvez faire confiance à Activair avec EasyTab.

Pour plus d'informations, consultez votre audioprothésiste.



BRO0805002

www.activaireasytab.com

Activair®
avec
EasyTab™

La performance dans l'art d'écouter.



Activair®
avec
EasyTab™

Les prothèses haute technologie d'aujourd'hui ont besoin de piles à la hauteur, comme Activair® avec EasyTab™.

Grâce aux languettes novatrices EasyTab, vos piles Activair sont plus faciles à changer que jamais.



FACILES À SAISIR FACILES À MANIER FACILES À INSÉRER

Utilisez ce guide pour trouver la taille de piles Activair® qui vous convient.

	675 (languette bleue) Remplace les piles 675, DA675, PZA675, 675AE, V675A
	13 (languette orange) Remplace les piles 13, DA13, PZA13, 13AE, V13A
	312 (languette marron) Remplace les piles 312, DA312, PZA312, 312AE, V312A
	10 (languette jaune) Remplace les piles 10, DA10, PZA230, 10AE, V230A



Pour prendre soin de vos piles Activair.

- Conservez les piles dans leur emballage protecteur.
- Conservez-les à température ambiante – jamais au réfrigérateur.
- N'enlevez la languette de couleur qu'au moment d'utiliser la pile.
- Ne transportez pas les piles sans emballage dans votre poche et ne les laissez pas entrer en contact avec des objets métalliques.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- N'essayez pas de les recharger.

N'oubliez pas

Si vos piles Activair® avec EasyTab™ ne vous donnaient pas entière satisfaction, que ce soit au niveau de leurs performances ou de leur facilité d'utilisation, faites-le-nous savoir. Contactez votre spécialiste Activair, qui nous transmettra vos remarques.



Activair®
avec
EasyTab™