

Activair® con EasyTab™  
diverso da tutto ciò che  
lo ha preceduto.



FACILE DA MANEGGIARE,  
FACILE DA APRIRE



LINGUETTA PIÙ LUNGA  
FACILE DA USARE



PRESTAZIONI DI  
LUNGA DURATA

Activair con tecnologia zinco aria fornisce  
alte prestazioni in tutta la gamma delle  
apparecchiature acustiche, sia digitali che  
analogiche. E con un marchio come Duracell,  
leader mondiale dell'energia portatile, sulla  
confezione sai che ti puoi fidare. EasyTab  
è sempre con te.

Per ulteriori informazioni contatta il tuo specialista di fiducia.



BRO0805003

[www.activaireasytab.com](http://www.activaireasytab.com)


**Activair®**  
con  
**EasyTab™**

L'energia nell'arte  
dell'ascolto.



**Activair®**  
con  
**EasyTab™**

I moderni apparecchi acustici necessitano di batterie dalla qualità avanzata come Activair® con EasyTab™, e con il design innovativo della linguetta Activair è ancora più facile da sostituire.



FACILE DA RIMUOVERE



FACILE DA IMPUGNARE



FACILE DA INSERIRE

Utilizza questa semplice guida per capire di quale tipo di Activair® hai bisogno.



675 (Tab Blu)

Sostituisce le 675, DA675, PZA675, 675AE, V675A



13 (Tab Arancione)

Sostituisce le 13, DA13, PZA13, 13AE, V13A



312 (Tab Marrone)

Sostituisce le 312, DA312, PZA312, 312AE, V312A



10 (Tab Gialla)

Sostituisce le 10, DA10, PZA230, 10AE, V230A



## Come conservare le pile Activair.

- Tenere le batterie nella loro confezione originale
- Conservare le batterie a temperatura ambiente, non metterle mai in frigorifero
- Non rimuovere la linguetta colorata fino all'utilizzo della batteria
- Evitare il contatto con oggetti metallici
- Non gettare le batterie nel fuoco
- Non ricaricare

## E ricorda

Se non dovessi essere completamente soddisfatto con le tue batterie Activair® EasyTab™, sia per basse prestazioni, sia per difficoltà d'utilizzo, basta farcelo sapere! Contatta il tuo specialista di fiducia, e lui passerà i tuoi commenti a noi.



**Activair®**  
con  
**EasyTab™**