

Activair® con EasyTab™
es diferente a todo
lo anterior.



FÁCIL DE MANEJAR, FÁCIL
DE ABRIR EL ESTUCHE



ÚNICO. FÁCIL DE USAR CON
UNA LENGÜETA MÁS LARGA



PRESTACIÓN DE
LARGA DURACIÓN

Las pilas Activair utilizan la tecnología Zinc Aire:
probado para dar un rendimiento superior en todas
las gamas de audífonos digitales y analógicos,
incluidos los potentes y superpotentes. Y con un
nombre como el de Duracell, la primera marca de
pilas a nivel mundial. Puedes confiar en EasyTab,
nunca te defraudará.

Para más información contacta con tu especialista de audífonos.



BRO0805004

www.activaireasytab.com

Activair®
con
EasyTab™

La energía en el
arte de escuchar.



Activair®
con
EasyTab™

Hoy en día los avanzados audífonos requieren de avanzadas pilas, como Activair® con EasyTab™.

Ahora el diseño innovador de EasyTab confiere a Activair una mayor facilidad para su manejo.



FÁCIL DE EXTRAER

FÁCIL DE SUJETAR

FÁCIL DE INSERTAR

Use esta simple guía para saber que tamaño de pila Activair® necesita.



675 (Lengüeta azul)

equivalente 675, DA675,
PZA675, 675AE, V675A



13 (Lengüeta naranja)

equivalente 13, DA13,
PZA13, 13AE, V13A



312 (Lengüeta marrón)

equivalente 312, DA312,
PZA312, 312AE, V312A



10 (Lengüeta amarilla)

equivalente 10, DA10,
PZA230, 10AE, V230A



Como cuidar sus pilas Activair.

- Mantenga las pilas en su estuche
- Almacene las pilas a temperatura ambiente nunca en la nevera
- No retire la lengüeta coloreada hasta el momento de usar la pila
- No lleve las pilas sueltas en el bolsillo y no permita que hagan contacto con objetos metálicos
- No tire las pilas al fuego
- No intente recargar las pilas

Y recuerde

Si no está satisfecho con las pilas de Activair® EasyTab™, tanto en su funcionamiento como en su uso, queremos que nos lo comunique. Simplemente contacte con su especialista de audífonos que nos informará.



Activair®
con
EasyTab™