

Activair mit EasyTab unterscheidet sich von Allem was vorher da war.



EINFACH IN DER HANDHABUNG; EINFACH ZU ÖFFNENDE VERPACKUNG



DIE EINZIGARTIGE VERLÄNGERTE GRIFF-LASCHE ERLEICHTERT DEN BATTERIEWECHSEL



MEHR LAUFZEIT

Activair Batterien arbeiten mit der bewährten Zink-Luft Technologie, mit der bewährten gleichförmigen Leistung in allen Leistungsklassen von Hörgeräten, sowohl bei High- und Low-Power als auch bei Digital und Analog. Und mit dem Namen Duracell auf der Verpackung, der führenden Batteriemarke der Welt, können Sie sicher sein, EasyTab lässt Sie niemals im Stich.

Für weitere Informationen fragen Sie Ihren Hörgeräteakustiker.



004

Activair[®]
mit
EasyTab[™]

Die Energie, die Hören zum Erlebnis macht.



Activair[®]
mit
EasyTab[™]

Moderne Hörhilfen verlangen moderne Batterien, wie Activair mit EasyTab.
Durch das moderne EasyTab Design ist die Activair jetzt so leicht zu wechseln wie nie zuvor.



LEICHT ZU ENTNEMEN



LEICHT ZU HALTEN



LEICHT EINZUSETZEN

Die nachfolgende Übersicht hilft Ihnen, die richtige Activair Batteriegröße zu finden.



675 (blaue Farbcodierung)

Ersetzt 675, DA675, PZA675, 675AE, V675A



13 (orangene Farbcodierung)

Ersetzt 13, DA13, PZA13, 13AE, V13A



312 (braune Farbcodierung)

Ersetzt 312, DA312, PZA312, 312AE, V312A



10 (gelbe Farbcodierung)

Ersetzt 10, DA10, PZA230, 10AE, V230A



Behandlungshinweise für Ihre Activair Batterien.

- Bewahren Sie die Batterien in der Originalverpackung auf
- Lagern Sie die Batterien bei Raumtemperatur - niemals im Kühlschrank
- Entfernen Sie den farbigen Tab erst, wenn Sie die Batterie benötigen
- Tragen Sie die Batterien niemals lose in Ihrer Tasche - und achten Sie darauf, dass sie nicht mit metallischen Gegenständen in Kontakt kommen
- Entsorgen Sie Batterien niemals im Feuer
- Versuchen Sie niemals die Batterien wiederaufzuladen

Nicht vergessen

Wenn Sie mit Ihren Activair Batterien mit EasyTab nicht völlig zufrieden sind - ob mit der Leistung oder mit der einfachen Handhabung - teilen Sie es uns bitte mit. Sprechen Sie mit Ihrem Hörgeräteakustiker darüber, er wird Ihre Meinung an uns weiterleiten.



Activair[®]
mit
EasyTab[™]